Работа 4.6

Определение дисперсии и разрешающей способности стеклянной призмы

Оборудование: призмы из стекла разных сортов (крона, флинта), гониометр Г5, ртутный осветитель СОЛ-1.

Введение

Рассмотрим ход лучей в призме (рис. 4.14).

Угол A при вершине призмы называют *преломляющим углом призмы*. Угол δ между направлением падающего луча, и луча, который выходит из призмы, называют *углом отклонения*. Согласно закону преломления имеем:

$$n = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \beta_1},\tag{1}$$

где α_1 — угол падения лучей на призму, β_1 — угол преломления на первой грани призмы, n — показатель преломления вещества призмы.

$$\delta = (\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2). \tag{2}$$




Рис. 4.14

Поскольку $\beta_1 + \beta_2 = A$, то $\delta = \alpha_1 + \alpha_2 - A$.

Угол отклонения δ будет наименьшим в том случае, когда падающий луч после преломления будет распространяться параллельно основанию призмы. При этом угол входа луча в призму (α_1) будет равен углу выхода (α_2), т. е. α_1 = α_2 .

Поэтому

$$\delta_{\min} = 2\alpha_1 - A. \tag{3}$$

Таким образом,

$$\alpha_1 = \frac{A + \delta_{\min}}{2}.$$
 (4)

Поскольку α_1 = α_2 , то

$$\beta_1 = \beta_2 = \frac{A}{2}. \tag{5}$$

Учитывая соотношения (1), (4) и (5), получим

$$n = \frac{\sin\frac{A+\delta_{\min}}{2}}{\sin\frac{A}{2}}.$$
 (6)

Показатель преломления вещества не является постоянной величиной, характеризующей его, а зависит от длины волны падающего света. Учитывая эти обстоятельства, можно записать:

$$n_{\lambda} = \frac{\sin\frac{A+\delta_{\lambda}}{2}}{\sin\frac{A}{2}},\tag{7}$$

где n_1 и δ_1 — соответственно показатель преломления вещества и угол наименьшего отклонения для лучей с длиной волны λ .

Соотношение (7) обычно применяется для определения показателя преломления n по измеренным A и δ .

В прозрачных средах показатель преломления n растет с уменьшением длины волны λ . Для прозрачных тел зависимость (в видимой части спектра) имеет вид:

$$n_{\lambda} = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4} + \dots, \tag{8}$$

где a, b, c — постоянные характеристики вещества.

Неодинаковая преломляемость лучей разного цвета позволяет с помощью призмы разложить сложный свет на монохроматические составляющие. Призма является основной частью множества спектральных приборов: спектроскопов, монохроматоров, спектрографов и т. д. Величинами, которые характеризуют качества этих приборов, являются угловая дисперсия D и разрешающая способность призмы R.

Угловой дисперсией призмы называется величина, равная производной угла отклонения по длине волны:

$$D = \frac{d\delta}{d\lambda} \,. \tag{9}$$

Угол отклонения, в свою очередь, зависит от n, поэтому можно записать:

$$D = \frac{d\delta}{dn} \cdot \frac{dn}{d\lambda}.$$

Поскольку
$$\frac{dn}{d\delta} = \frac{1}{2} \frac{\cos \frac{A + \delta_{\lambda}}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$
, то для D получаем:

$$D = \frac{2\sin\frac{A}{2}}{\sqrt{1 - n^2\sin^2\frac{A}{2}}} \cdot \frac{dn}{d\lambda} \,. \tag{10}$$

Разрешающей способностью призмы называют величину

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = d \cdot \frac{dn}{d\lambda}, \tag{11}$$

где d — длина основания призмы.

Описание метода и установки. В данной работе определение угловой дисперсии D и разрешающей способности R проводится для призм из стекла разных сортов (крона и флинта). Стекло, которое называется крон, имеет меньшую относительную дисперсию ε , а стекло, которое называется флинт, — большую относительную дисперсию. Относительной дисперсией стекла называют величину

$$\mathcal{E} = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1},\tag{12}$$

где n_F — показатель преломления для синей линии атомарного водорода λ = 486,1 нм; n_C — показатель преломления для красной линии атомарного водорода λ = 656,3 нм; n_D — показатель преломления для среднего значения длины волны дублета желтой линии натрия λ = 589,3 нм.

Для измерения углов служит прибор, который называется *гониометром*. Основными частями его являются: коллиматор, зрительная труба, поворотный столик, на котором может быть размещена призма.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Определение дисперсии и разрешающей способности призмы.

- 1. Включите источник света.
- 2. Установите зрительную трубу таким образом, чтобы наблюдалось резкое




Рис. 4.15

изображение освещенной щели. Сделайте отсчет α_0 по шкале.

- 3. Разместите на столике гониометра призму из крона (K).
- 4. Определите преломляющий угол призмы A. Для этого призма должна быть размещена так, чтобы пучок лучей, выходящих из коллиматора, отражался от обеих граней, которые образуют преломляющий угол A (рис. 4.15).

Измерьте угол A_1 . Для этого найдите разность двух отсчетов положения зрительной трубы, при которых визирная линия совпадает с изображениями щели, полученными при отражении лучей I и 2 от обеих граней призмы. Преломляющий угол призмы будет:

$$A = \frac{A_1}{2}.$$

5. Определите угол наименьшего отклонения δ_{λ} для всех линий ртутного спектра. Угол наименьшего отклонения

$$\delta_{\lambda} = \alpha_{\lambda} - \alpha_{0},$$

где α_{λ} — отсчет по шкале гониометра, полученный для соответствующих линий спектра.

Для определения угла наименьшего отклонения δ_{λ} поверните призму на столике так, чтобы пучок, выходящий из коллиматора, падал на грань призмы примерно под углом α_{1} = 45° (рис. 4.14).

Поворачивая зрительную трубу, найдите созданные пучком и преломленные в призме, изображения щели для разных частей спектра. Затем, наблюдая в трубу, начинайте ее медленно поворачивать вместе с призмой в таком направлении, чтобы изображение щели в поле зрения трубы перемещалось в сторону неотклоненного пучка.

Если при этом изображение щели выходит из поля зрения трубы, то последнюю необходимо немного повернуть так, чтобы это изображение снова попало в поле зрения.

В тот момент, когда при повороте столика изображение щели остановится и начнет двигаться обратно, прекратите поворот и сделайте отсчет по шкале гониометра. То же сделайте и для других линий спектра.

- 6. Пользуясь формулой (7), определите показатель преломления вещества призмы для разных длин волн λ (табл. 21).
 - 7. Постройте график зависимости $n(\lambda)$.
 - 8. Пользуясь графиком, определите дисперсию вещества ($dn/d\lambda$).
- 9. Пользуясь формулой (10), определите величину угловой дисперсии для одной из линий спектра.
 - 10. По формуле (11) определите разрешающую способность призмы.
- 11. Соответствующие измерения сделайте для призмы из флинта (призма Φ).
 - 12. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:

№ п/п	A_1	A	α_{λ}	α_{0}	$\delta_{~_{\lambda}}$	n	d	D	R	
-------	-------	---	--------------------	--------------	------------------------	---	---	---	---	--

13. Сравните результаты полученных величин для разных призм.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УИР

Определите относительную дисперсию призм для стекла крон и флинт.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1.Выведите формулу, связывающую показатель преломления призмы (n) с ее преломляющим углом (A) и с углом наименьшего отклонения (δ) .
 - 2. Что называют угловой дисперсией призмы?
- 3. Получите формулу, по которой в работе определяют угловую дисперсию ${\cal D}$.
 - 4. Что называют разрешающей способностью призмы?
 - 5.От чего зависит разрешающая способность призмы?
- 6.Каким образом можно экспериментально определить преломляющий угол призмы?
 - 7. Что такое относительная дисперсия?
 - 8. Какая призма (из крона или из флинта) обладает большей дисперсией?
 - 9. Как в работе определяется величина дисперсии?
- 10. Какая существует зависимость между показателем преломления и длиной волны для прозрачного вещества?